MKS® Lumbo mobil

Flexionsorthese mit Mobilisierungsfunktion durch Auf- und Abrüstoption

HMV-Nr. 23.14.02.2008

Indikationen

- Schwerste Lumboischialgie ohne absolute OP-Indikation
- Bei OP-Kontraindikation
- Bei Patienten, die eine OP ablehnen
- Schwerstes radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent)
- Spondylolisthese mit schwerer Lumboischialgie
- Schwere lumbale Deformität mit Hypermobilität bei Facettensyndrom / Arthrose
- Nach Wirbelsäulen-OP, z.B.: Fusion dorso-ventral/dorso-lateral, Spinalkanaldekompression, ein-etagig mit Deformität und mehr-etagig
- Bandscheiben-OP mit großem Prolaps
- Lumbale Instabilität
- Spinalkanalstenose mit Parese und OP-Kontraindikation
- Wirbelfraktur posttraumatisch mit erheblichem Wirbelkörperschaden

Merkmale

- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Festes Abdominalteil mit Klettverschluss
- Modulare Rahmenkonstruktion mit Thorax- und Beckenspange
- Individueller Gurtverlauf
- Frontpelotte



Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Lumbo mobil basiert auf dem Überbrückungsprinzip. Das breite Leibteil mit den zusätzlichen Seitengurten bewirkt eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und entlastet somit diesen Bereich.

Durch Auf- und Abrüstoptionen wird die Mobilisierungsfunktion ermöglicht.

Größen und Artikelnummern

Größe	Leibumfang	Leibhöhe	Rückenhöhe	ArtNr.
1	60 - 70 cm	18 cm	32 cm	789-1
2	70 - 80 cm	18 cm	32 cm	789-2
3	80 - 90 cm	18 cm	34 cm	789-3
4	90 - 105 cm	18 cm	34 cm	789-4
5	105 - 120 cm	18 cm	38 cm	789-5
6	120 - 135 cm	18 cm	38 cm	789-6
51	105 - 120 cm	18 cm	34 cm (reduziert)	789-51
61	120 - 135 cm	18 cm	34 cm (reduziert)	789-61









Einzelmodule für den modularen Zusammenbau

Teilebezeichnung	Standardmäßig enthalten in den Produkten ArtNr 789						ArtNr.			
	1	2	3	4	5	6	51	61		
MKS® Thoraxspange 45 cm	•	•	•						422-014-S	1-1-1
MKS® Beckenspange 45 cm	•	•	•						422-015-S	
MKS® Thoraxspange 60 cm				•	•		•	•	422-012-S	1.1.1.1.1
MKS® Beckenspange 60 cm				•	•	•	•	•	422-013-S	1-1-1-1-1
MKS® Rückenstabset 25 cm	•	•	•	•			•	•	221-005-S	
MKS® Rückenstabset 32 cm					•	•			221-006-S	
MKS® Lumbo mobil Verschlussgurtung	•	•	•	•	•	•	•	•	581-055-S	
MKS® Frontpelotte	•	•	•	•	•	•	•	•	761-051-S	(E>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS® Leibteil mobil Gr. 1	•								581-301-S	
MKS® Leibteil mobil Gr. 2		•							581-302-S	
MKS® Leibteil mobil Gr. 3			•						581-303-S	
MKS® Leibteil mobil Gr. 4			•	•					581-304-S	
MKS® Leibteil mobil Gr. 5					•				581-305-S	
MKS® Leibteil mobil Gr. 6						•			581-306-S	
MKS® Leibteil mobil Gr. 51		• 581-3051-5								
MKS® Leibteil mobil Gr. 61								•	581-3061-S	
MKS® Lumbo Rückenabdeckung Höhe 1	•	•	•	•			•	•	422-016-S	
MKS® Lumbo Rückenabdeckung Höhe 2					•	•			422-017-S	
Seitengurtung Gr. 1	•								581-201-S	
Seitengurtung Gr. 2		•							581-202-S	-
Seitengurtung Gr. 3			•						581-203-S	
Seitengurtung Gr. 4				•					581-204-S	
Seitengurtung Gr. 5					•				581-205-S	
Seitengurtung Gr. 6						•			581-206-S	
Seitengurtung Gr. 51							•		581-2051-S	-
Seitengurtung Gr. 61								•	581-2061-S	
Rückenstabset 24 / 26 cm Federbandstahl	•	•							221-020-S	
Rückenstabset 28 cm Federbandstahl			•	•			•	•	221-021-S	
Rückenstabset 34 cm Federbandstahl					•	•			221-022-S	

• 15

Rückenhöhe Reklination