halluxsan®

Hallux Valgus Orthese zur dynamischen Redression

mit einstellbarem Federgelenk

HMV-Nr. 23.01.01.1003

Patente DE 10 2008 049 854

Indikationen

- Behandlung ohne Operation bei moderatem Hallux Valgus sowie zur Vorbeugung
- Behandlung vor einer Operation zur Vorbereitung der Weichteilsituation
- Behandlung nach einer Operation zur Stabilisierung des OP-Ergebnisses und gegebenenfalls zur Nachkorrektur

Optional geeignete Socken erhältlich.

Merkmale

- Therapie in die physiologische Grundstellung der Großzehe
- Schmerzreduktion
- Federkraft individuell und werkzeuglos einstellbar
- Gurtsystem individuell einstellbar
- Einfaches Handling und hoher Tragekomfort
- In vier Farben erhältlich







Funktionsweise

Die halluxsan® basiert auf dem CDS®-Prinzip und dient zur Behandlung des Hallux Valgus. Durch den dynamischen Dauerzug stimuliert die Schiene das Wachstum des verkürzten Gewebes und lindert die Schmerzen. Die stufenlos einstellbare Redressionskraft schützt vor einer schädlichen Überdehnung des Gewebes.

Größen und Artikelnummern

| Farbe | ArtNr. links | ArtNr. rechts |
|---------|-----------------|------------------|
| grün | 940A-L | 940A-R |
| schwarz | 940AS-L | 940AS-R |
| pink | 940AP-L | 940AP-R |
| grau | 940AG-L | 940AG-R |

| EU-Schuhgröße | ArtNr. Socke links und rechts | |
|---------------|----------------------------------|--|
| 35 - 38 | 70001 | |
| 39 - 42 | 70002 | |
| 43 - 46 | 70003 | |



Bedeutung der Maßangaben



